

# Kontrolle des Aufbaues der Orthese am Patienten – statisch

**1. Frage:**  
Ist ein freihändiges,  
aufrechtes Stehen ohne  
weitere Hilfsmittel  
möglich?

**2. Frage:**  
Ist eine Vorverlagerung  
des Schwerpunktes  
möglich?

Wenn eine dieser Fragen mit Nein beantwortet wird, sind weitere Einstellungen notwendig. Diese sollten immer auf der Werkbank erfolgen, nicht mit angelegter Orthese!



Weitere Informationen finden Sie  
in den Online-Tutorials.  
[www.fior-gentz.de/online-tutorials](http://www.fior-gentz.de/online-tutorials)