

Gelenkübersicht Systemkniegelenke

Nutzen Sie unseren
Orthesen-Konfigurator



www.orthesen-konfigurator.de



| | NEURO CLASSIC zero | NEURO VARIO zero | NEURO CLASSIC | NEURO VARIO | NEURO VARIO 2 | NEURO VARIO-SWING | NEURO ACTIVE | NEURO CLASSIC H ₂ O | NEURO MATIC | NEURO TRONIC | NEURO HITRONIC | NEURO LOCK | NEURO LOCK MAX | NEURO FLEX MAX Sperrfunktion | NEURO FLEX MAX Rastensperrfunktion | NEURO LOCK H ₂ O |
|---|--------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| SICHERUNGSPRINZIP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| frei beweglich ohne Rückverlagerung | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| frei beweglich mit Rückverlagerung | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| automatische Standphasensicherung | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ MECHANISCH | ✓ ELEKTRO-MECHANISCH | ✓ ELEKTRO-HYDRAULISCH | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| dauerhaft gesperrt | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| stufenlos einstellbar zwischen 0° und 20° | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| EXTENSIONANSCHLAG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| einstellbar durch Austausch des Gelenkobertheiles | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| dynamisch durch veränderbare Federkraft | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| gedämpft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SPERRFUNKTION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und Einfeilen des/der* | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ *GELENK-UNTERTEILS | ✓ *GELENK-UNTERTEILS | ✓ *FLEXIONS-ANSCHLAGSCHEIBE | ✗ | ✗ |
| einstellbar durch Austausch des Extensionsanschlages und ggf. Austausch der** | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ **RASTEN-ANSCHLAGSCHEIBE | ✗ |
| Rastensperrfunktion | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| FLEXIONS-ANSCHLAG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| einstellbar durch Einsetzen eines Flexionsanschlages | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| wasserfest | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ IP44 | ✓ IP44 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

→ Die Darstellung der Systemkniegelenke ist mit Ausnahme von NEURO ACTIVE (16 mm) in der Systembreite 20 mm.