

Vue d'ensemble des articulations de genou modulaires

Utilisez notre
Configurateur d'orthèse



www.orthosis-configurator.com/fr



	NEURO CLASSIC zero	NEURO VARIO zero	NEURO CLASSIC	NEURO VARIO	NEURO VARIO 2	NEURO VARIO-SWING	NEURO ACTIVE	NEURO CLASSIC H ₂ O	NEURO MATIC	NEURO TRONIC	NEURO HITRONIC	NEURO LOCK	NEURO LOCK MAX	NEURO FLEX MAX Fonction de verrouillage	NEURO FLEX MAX Fonction de verrouillage réglable par crans	NEURO LOCK H ₂ O
MÉCANISME DE SÉCURITÉ	à mouvement libre sans déport vers l'arrière	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	à mouvement libre avec déport vers l'arrière	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	contrôle automatique en phase d'appui	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ MÉCANIQUE	✓ ÉLECTRO-MÉCANIQUE	✓ ÉLECTRO-HYDRAULIQUE	✗	✗	✗	✗	✗
	verrouillée de façon permanente	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUTÉE D'EXTENSION	réglable en continu de 0° à 20°	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	réglable par le remplacement de la butée d'extension	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	réglable par le remplacement de la partie supérieure de l'articulation	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	dynamique en raison de la force de rappel réglable	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
FONCTION DE VERROUILLAGE	amortie	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	réglable par le remplacement de la butée d'extension et le limage de la/du*	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ * PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARTICULATION	✓ * PARTIE INFÉRIEURE DE L'ARTICULATION	✓ * DISQUE POUR BUTÉE DE FLEXION	✗	✗
	réglable par le remplacement de la butée d'extension et, au besoin, du**	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ ** DISQUE POUR BUTÉE RÉGLABLE PAR CRANS
BUTÉE DE FLEXION	fonction de verrouillage réglable par crans	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
	réglable en plaçant une butée de flexion	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
	résistante à l'eau	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓ IP44	✓ IP44	✗	✗	✗	✗	✓

➔ Hormis la NEURO ACTIVE (16 mm), les articulations de genou modulaires sont représentées dans la largeur modulaire de 20 mm.